

# Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
**[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)**

# **ПФ208 Подушка ортопедическая Trelax ПФ208 FANTASY**

## **- назначения**

Физиологически правильное положение позвоночника во время длительного сидения  
Формирование правильной осанки  
Нормализация тонуса паравертебральных мышц в поясничном отделе.

## **- показания**

Профилактика нарушений осанки  
Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время длительного сидения  
Профилактика возникновения болей в нижней части спины при остеохондрозе  
Комплексное лечение остеохондроза нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника  
Улучшение эргономики детского кресла

## **- противопоказания**

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено  
При нестабильности позвонков в поясничном отделе перед применением подушки необходимо проконсультироваться с врачом

## **- рекомендации по уходу за изделием**

Уход за чехлом:

Съемный чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим). Во избежание появления зацепок на поверхности материала рекомендуется перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону.

Не использовать отбеливатели и органические растворители.

Утюжка при температуре 110°C.

Уход за заготовкой подушки:

Пенополиуретан нельзя стирать.

Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку.

При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

## **- правила использования и хранения**

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора

Способ применения: Подушку размещают на детском кресле или сидении так, чтобы максимальный выступ валика располагался на уровне поясничного изгиба позвоночника. Для крепления к спинке стула или кресла на подушке имеется фиксирующий ремень, который может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей

## **- гарантийный срок**

Гарантийный срок на подушку: 5 лет со дня продажи

Гарантия на чехол: 6 месяцев со дня продажи

Срок годности не установлен.

Условия действия гарантии:

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать согласно инструкции, не скручивать, не складывать.

Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

## **- особые условия**

Подушка ортопедическая TRELAX под спину, арт. ПФ208 FANTASY

ТУ № 9396-003-88419706-2008

Товар является медицинским изделием. Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3829 от 29.03.2016 выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ЕСС.СК.0061, удостоверяющий систему менеджмента качества применительно к разработке, производству и реализации ортопедических изделий.

Соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485:2011 «Изделия медицинские. Система менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования»

Государственные гарантии качества: Аттестация по высшей категории качества с правом маркировки продукции знаком «Аттестат качества», Аттестация наградой «Лучшее детям»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЛАКС». Юридический адрес: 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.