

medi



Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

protect.Silicone insole

Назначение

protect.Silicone insole – Стельки силиконовые медицинские с амортизирующими вставками. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения стопы; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Болезненность при нагрузке на подошвенную часть стопы
- Деформация плюсны и пальцев стопы
- Боли в суставах стопы (артралгия)

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Механизм действия

Стельки уменьшают болезненность при нагрузке на стопы и при воспалительных процессах в подошвенной части стоп. Изделия смягчают ударную нагрузку на голеностопный, коленный и тазобедренный суставы, а также на позвоночник.

Свойства

Стельки изготовлены из нескользящего, безопасного для кожи силикона высокого качества.

Изделия произведены с учетом анатомических пропорций и имеют мягкие массирующие вставки.

Конструкция изделий обеспечивает поддержку продольных сводов стоп.

Рекомендации по применению

- Вложите стельки в Вашу обувь (при необходимости уберите вставленные дополнительные стельки, чтобы обеспечить оптимальную подгонку изделий).
- Убедитесь, что стельки вложены в оба ботинка (за исключением ситуации, когда стелька используется для компенсации разницы длины нижних конечностей).
- Изделия можно использовать при ходьбе, во время занятий спортом, в повседневной, а также в рабочей обуви.

Рекомендации по уходу

Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала. Изделия необходимо мыть вручную в теплом растворе моющих средств. Не сушить на батарее отопления.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

силиконовые

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.