

# Genumedi® pro

---

## Назначение

Genumedi pro – это коленный ортез со стабилизирующими поясами и шарнирами для поддержки физиологических движений коленного сустава. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения коленного сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

---

## Показания

- Нестабильность коленного сустава легкой и средней степени
- Гонартроз
- Повреждения мениска легкой степени
- Нестабильность боковой связки легкой степени

### перед применением изделия в следующих случаях:

- Повреждения кожи в области соприкосновения с изделием, особенно в случае наличия признаков воспаления (повышенная температура, опухоль или покраснение).
- Нарушения чувствительности или кровоснабжения предплечья или кисти.
- Нарушения лимфатического оттока и опухоли мягких тканей ноги неизвестного происхождения.

Также следует проконсультироваться с доктором в случае, если Вы собираетесь комбинировать Genumedi с другими компрессионными изделиями. В принципе, биндажи и ортезы, прилегающие к туловищу слишком плотно, могут быть причиной местного сдавления тканей, либо, что бывает значительно реже, сужения кровеносных сосудов или ущемления нервов.

## Принцип действия

Силиконовое кольцо особой формы охватывает коленную чашечку, что обеспечивает мягкую стабилизацию сустава.

Компрессионная ткань и силиконовое кольцо массируют область сустава, улучшая кровообращение и ускоряя рассасывание отека и гематом. Дополнительную стабильность обеспечивают шарниры Easyglide, установленные по центру и по бокам ортеза. Новая шарнирная техника Easyglide снимает нагрузку с коленного сустава и поддерживает его физиологические крутящие и скользящие движения. Два фиксирующих пояса, оборачивающихся вокруг бедра и голени, обеспечивают дополнительную поддержку.

Максимальный лечебный эффект биндажа проявляется при физических нагрузках. Биндаж можно носить, в течение всего дня, не снимая. При этом сложно согнуть колено, более чем на 70° в положении сидя. При длительном отдыхе и во время сна биндаж следует снимать.

**Рекомендации по надеванию**

В первый раз бандаж следует надевать после инструктажа, проведенного обученным специалистом.

- Расстегните оба фиксирующих пояса.
- Большими пальцами обеих рук придержите внутреннюю поверхность верхнего конца боковых облегающих частей лент с силиконовыми «капельками», вшитыми с внутренней стороны бандажа (Рис. 1).
- Натяните бандаж на колено таким образом, чтобы силиконовое кольцо облегло коленную чашечку по центру, без ощутимого давления (Рис. 2+3). Середина шарнира должна находиться на одной линии с верхним краем коленной чашечки.
- Застегните оба фиксирующих пояса (Рис. 4).
- Для снятия бандажа расстегните оба фиксирующих пояса, обхватите пальцами нижний конец бандажа и потяните вниз за нижний конец (Рис. 5).

**Рекомендации по уходу**

Во время стирки силиконовое кольцо и шарниры снимать не нужно. Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °С с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.

**Инструкция по хранению**

Хранить в сухом месте, предохранять от воздействия прямого солнечного света.

**Материалы**

Полиамид, Полиэстер, эластан, вискоза

**Ответственность**

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

**Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

**Ваша компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!