

**medi**



Инструкция по применению  
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



3



2



4

# protect.Ankle lace up

---

## Назначение

protect.Ankle lace up представляет собой ортез голеностопного сустава. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения голеностопного сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

---

## Показания

- Консервативное или послеоперационное лечение повреждений связок голеностопного сустава
- Лечение растяжений
- Лечение хронической нестабильности голеностопного сустава

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

## Рекомендации по надеванию

- Распустите шнуровки.
  - Согните верхний конец «язычка» над шнуровкой (это позволит Вам удобнее удерживать его при натягивании изделия).
  - Возьмите изделие за заднюю пластину и за согнутый «язычок», натяните изделие на стопу как носок.
  - Если Вам трудно натягивать ортез, то надевайте его, захватив боковые отделы – это позволит Вам тянуть с большей силой.
  - Проверьте, чтобы ортез хорошо облегал область сустава, при этом лодыжки должны располагаться в углублениях, имеющих в боковых ребрах жесткости.
  - Затяните шнуровки, начиная с области пальцев стопы.
  - Изделие можно приспособить под Ваши индивидуальные потребности с помощью удаления или установки ребер жесткости.
- 

## Рекомендации по уходу

Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
  - Не отбеливать.
  - Сушите на воздухе.
  - Не гладьте.
  - Не подвергать химической чистке.
- 



## Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

**Материалы**

полиэстер, ПУ

**Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

**Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.