



**THUASNE**

THÄMERT - Ein Unternehmen der Thuasne Gruppe

# Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
**[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)**

**Ortel Бандаж противогрыжевой**  
**2720 - двухсторонний**  
**2730 - односторонний**

**Основные характеристики:**

- Съёмный силиконовый пелот (в двухсторонней версии – 2), положение которого легко регулируется при помощи липучки Velcro (силикон повышает комфорт и эффективность использования) (1).
- Плотная эластичная ткань (2).
- Эластичный ремень (в двухсторонней версии – 2) (3).
- Эксклюзивная система крепления, которая позволяет модифицировать бандаж, как для левой, так и для правой стороны (4А).

**Показания:**

- Односторонняя паховая грыжа, слева или справа (А)
- Двухсторонняя паховая грыжа (В)
- Пред- или послеоперационный период
- Необходимость постоянного использования

**Инструкции по модификации одностороннего бандажа:**

Односторонний бандаж может быть использован как при правосторонней, так и при левосторонней паховой грыже.

**Правосторонняя грыжа**

- Односторонний противогрыжевой бандаж поставляется в модификации, предназначенной для использования при правосторонней паховой грыже.
- Просто выньте обе предохраняющие пластины – одну за другой (с), и следуйте инструкциям по применению.

**Левосторонняя грыжа**

1. Открепите ремень (а) и зафиксируйте его на другой стороне.
  2. Удерживая предохраняющие пластины (с), выньте конец бандажа из пряжки (d), переверните пряжку и снова закрепите ее на конце бандажа с пластинами (металлическая скобка должна оказаться на той же стороне бандажа, на которой закреплен ремень (а)).
  3. Выньте обе предохраняющие пластины – одну за другой (с).
  4. Переместите на другую сторону бандажа застёжку (е).
- Теперь бандаж находится в модификации, предназначенной для использования при левосторонней паховой грыже. Далее следуйте инструкциям по применению бандажа.

**Применение:**

- Зафиксируйте пелот(ы) на внутренней поверхности бандажа, напротив грыжи.
- Отрегулируйте длину пояса бандажа, перемещая застёжку (е). Бандаж должен сидеть на теле плотно, но не слишком туго.
- Отрегулируйте длину бедренного ремня (ремней).
- Убедитесь, что пелот(ы) размещен(ы) правильно.

**Рекомендации:**

- Перед применением бандажа, необходимо немного вправить грыжу. Для этого рекомендуется лечь на спину и немного ее помассировать.
- Не используйте бандаж, если грыжа выступает слишком сильно и не может быть вправлена. Изделие рекомендуется носить после предварительной консультации врача или продавца-консультанта. В случае возникновения дискомфорта при ношении продукта, проконсультируйтесь со специалистом.

Хранить изделие рекомендуется при комнатной температуре, предпочтительно в оригинальной упаковке производителя.

В целях соблюдения правил гигиены и Вашей безопасности не используйте изделие после другого пациента. В случае принятия решения о повторном использовании изделия после другого пациента, лицо, принимающее такое решение, несет полную ответственность, и гарантия Thuasne автоматически становится недействительной.

**Правила ухода за изделием:**

- При стирке руководствуйтесь инструкциями на этикетке.
- Застегните застёжки на липучке Velcro перед стиркой
- Не используйте синтетические моющие средства, кондиционеры для белья и средства, содержащие хлор.
- Удалите излишки воды.
- Сушите при комнатной температуре вдали от нагревательных приборов.

**Состав:** см. этикетку на изделии.

**Ortel Бандаж противогрыжевой эластичный 2720/2730**

**Состав:** 60% хлопок, 35% эластодиен, 5% полиамид

**Производитель:** THUASNE, Франция

**Импортер:** ООО «Пи. Эс. Сервис»,

г. Москва, ул.1-ая Фрунзенская, д. 3А, стр. 1

Тел./факс: (495) 446-43-94, [info@psservice.su](mailto:info@psservice.su)

**Рег. удостоверение № ФСЗ 2012/12185**