

# Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
**[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)**

# M12 Массажер G-MAX

## **- назначения**

Использование G-Max не требует особых физических усилий - ручка массажера удобно ложится в ладонь, поэтому Вы легко сможете провести эффективный массаж без посторонней помощи. G-Max используется для массажа проблемных зон, таких как: бедра, ягодицы, внутренняя и внешняя поверхность бедра, живот, зона талии, руки.

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

G-Max разработан с учетом всех физиологических особенностей человека, что делает его особенно удобным в применении.

G-Max имеет два массажных элемента, каждый из которых состоит из 4-х массажных колец, свободно вращающихся вокруг своей оси и относительно друг друга.

Массажные элементы находятся под определенным углом, за счет чего достигается эффект обхвата и подъема кожи и подкожно-жировой клетчатки.

## **- показания**

G-Max эффективно выполняет функцию антицеллюлитного и лечебного массажа.

Ежедневное использование в комплексе с другими процедурами позволяет успешно бороться с целлюлитом на всех его стадиях. Также, G-Max поможет устранить боли в мышцах и суставах, восстановить подвижность суставов.

Используется для проведения массажа и лечебной гимнастики как в домашних условиях, так и в профессиональной сфере (массажные кабинеты, фитнес-клубы, медицинские центры и пр.)

## ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Уменьшается излишняя жировая прослойка, происходит избавление от целлюлита и предупреждение его появления
- Улучшается кожное дыхание, усиливается лимфоток и кровообращение, а также приток кислорода к тканям
- Кожа разглаживается и становится более упругой, эластичной и шелковистой
- Поддерживает красоту, хорошую физическую форму тела и оказывает лечебное действие.
- Массажер придает тонус мышцам и снимает напряжение.

## **- противопоказания**

высокая температура, острые воспалительные процессы, онкологические заболевания, варикозное расширение вен. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

## **- рекомендации по уходу за изделием**

Особые условия ухода не предусмотрены. В случае загрязнения массажер, промойте в теплой проточной воде с использованием мыльного раствора. Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

## **- правила использования и хранения**

Особые условия хранения не предусмотрены

**- гарантийный срок** – 12 месяцев

**- особые условия**

Наименование: Массажер полимерный "Мастер-2" (G-Max). ТУ 9396-002-40239490-2007.

Является медицинским изделием. РУ № ФСР 2007/00830 от 11.03.2011 выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Состав: пластик. Срок годности не ограничен.