

РАЗМЕР: смотрите таблицу на упаковке.

СПОСОБ УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ: перед стиркой застегнуть застежки. Стирать вручную в теплой воде (40°C) с использованием мягких моющих средств, не содержащих хлор. Не отжимать. Сушить в разложенном состоянии, без использования нагревательных приборов.

СОСТАВ: полиэфир, полипропилен, латекс, пенополиуретан, ребра жесткости – металл.

Производитель: ООО «ОРТО». Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, литера М. **Поставщик/ Лицо, принимающее претензии от потребителей:** ООО «Малтри». Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, литера М, пом. 13Н. **Регистрационное удостоверение** № ФСР 2011/10551 от 6 мая 2014 года. ТУ 9396-005-50910339-2006. Произведено в России. **Срок службы:** 12 месяцев. **Гарантийный срок:** 6 месяцев с даты продажи. **Условия хранения:** специальных условий не требуется.

Произведено:



КГК 110

КОРСЕТ ГРУДО-ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

ОСОБЕННОСТИ:

- разгружает позвоночник, стабилизирует «мышечный корсет» спины;
- нормализует выраженность грудного кифоза и поясничного лордоза позвоночника;
- устраняет деформации грудного отдела позвоночника при помощи реклинирующих ремней;
- фиксирует грудной и пояснично-крестцовый отделы благодаря выверенной высоте основы;
- плотно прилегает к туловищу за счет возможности моделировать ребра жесткости;

- создает акцент фиксации благодаря эластичным ремням;
- не давит и не натирает в подмышечной области из-за смягчающих вставок;
- удобен при надевании и комфортен при длительном ношении.

НАЗНАЧЕНИЕ: полужесткая степень фиксации грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- заболевания (дорсопатии) и травмы с выраженными болями в спине, иррадиацией болей в ногу (люмбоишиалгия), ограничением движений в позвоночнике и его деформацией, в том числе:
 - остеохондроз и другие дегенеративные заболевания грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника,
 - миофасциальный болевой синдром,
 - сколиоз (кифосколиоз) I-II степени различной этиологии,
 - юношеский остеохондроз позвоночника (юношеский кифоз или болезнь Шейермана-May),
 - остеопороз (с перенесенными ранее патологическими переломами костей);
- отдаленный период реабилитации после травм (в т.ч. компрессионных переломов) и операций в области средне- и нижнегрудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

Абсолютные: не выявлено.

Относительные: локальные дерматиты, гнойничковые заболевания кожи (пиодермии), открытые повреждения кожных покровов. Использование при беременности требует согласования с врачом.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: без ограничений либо в соответствии с рекомендациями врача.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: надевать поверх хлопчатобумажной одежды (футболки, майки и др.), по возможности в положении лежа на спине. Перед надеванием вынуть ребра жесткости и от моделировать их в соответствии с рельефом спины в грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, затем вставить обратно.

1. Расстегнуть застежки, расположить изделие таким образом, чтобы его нижний край находился на уровне середины ягодиц.

2. Обернуть изделие вокруг пояса, растянуть эластичную часть основы и соединить спереди внахлест, после чего, регулируя натяжение эластичных ремней, обеспечить необходимые акценты фиксации.

3. Встать прямо в положение, соответствующее физиологической осанке (затылок, лопатки, крестец и пятки находятся по одной вертикальной линии) или максимально возможной коррекции имеющейся деформации позвоночника, расположить реклинирующие ремни по центру надплечий, провести в подмышечную область и далее через шлевку, после чего соединить спереди. При повторном самостоятельном использовании изделия возможно оставить реклинирующие ремни в шлевке и надевать корсет по типу рюкзака: сначала продеть руки через реклинирующие ремни, затем зафиксировать корсет на туловище при помощи эластичной части основы, создать «акцент» фиксации, после чего зафиксировать необходимое положение позвоночника при помощи реклинирующих ремней.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: избегайте контакта застежки «Велкро» с поверхностью изделия и одежды для предотвращения образования затяжек.