

# Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
**[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)**

# M02 Массажер-варежка ВАРЮША

## **- назначения**

Варежка-массажер подарит вашей коже здоровье, а здоровая кожа – это необходимое условие безупречного внешнего вида.

Два удовольствия в одном изделии! Мягкий поверхностный пилинг и антицеллюлитный массаж!

**Конструктивные особенности:** Массажер «Варюша» имеет две массажные поверхности: для антицеллюлитного массажа и пилинга.

Антицеллюлитная поверхность покрыта большими массажными шипами, что обеспечивает эффективный массаж проблемных зон.

**Оказываемые эффекты:** происходит мягкое, не травмирующее кожу отшелушивание ороговевших клеток, кожа становится мягкой и эластичной, активизируется процесс кровообращения в клетках кожи. Ежедневное использование позволяет успешно бороться с целлюлитом на всех его стадиях.

## **- показания**

профилактика целлюлита, отшелушивание ороговевших клеток, мягкий массаж в душе.

## **- противопоказания**

онкологические заболевания, открытые раны, воспалительные процессы, варикозное расширение вен, а также общие противопоказания для массажа. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

## **- рекомендации по уходу за изделием**

Особые условия ухода не предусмотрены. В случае загрязнения массажер, промойте в теплой проточной воде с использованием мыльного раствора. Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

## **- правила использования и хранения**

Используется вместо мочалки, индивидуального применения. Особые условия хранения не предусмотрены.

**- гарантийный срок** – 12 месяцев

## **- особые условия**

ТУ 9396-002-40239490-2007.

Является медицинским изделием. РУ № ФСР 2007/00830 от 11.03.2011

выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Состав: ПВХ. Срок годности не ограничен.