

# BERGAL®

Инструкция по применению  
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

## **BERGAL 3D ACTIVITY Анатомические стельки по технологии 3D для спорта и активной жизни**

### **Артикул 7076**

**Назначение:** Стельки выполнены по технологии 3D, обеспечивая каждому отделу стопы необходимый комфорт и разгрузку. Многослойная структура стелек из разных материалов стабилизируют и амортизируют стопу, оптимально распределяя нагрузку по всей длине стопы. Углубленная пятка не дает стопе заваливаться, мягкая зона в плюсневом отделе защищает от образования мозолей и натоптышей при занятиях спортом и других физических нагрузках. Стельки обеспечивают эффективную профилактику плоскостопия, массируют стопу при движении, улучшают циркуляцию крови, снимают напряжение с мышц и суставов, обеспечивают стабилизацию стопы при ходьбе, амортизируют ударную нагрузку и способствуют правильной механике ходьбы или бега. Стельки можно использовать как для спортивной обуви во время тренировок или активного отдыха, так и для обуви свободного времени. Перфорация в области пальцев обеспечивает циркуляцию воздуха, стельки „дышат“, покрытие стелек очень хорошо впитывает влагу, сохраняя сухость и свежесть стоп даже при интенсивных физических нагрузках.

**Состав/свойства материала:** Мягкое, приятное для кожи микроволокно, вспененный латекс, мемори-латекс, EVA, пелот среднего отдела стопы

Размеры: 35/36-45/46 Комплектация: 1 пара

### **Показания к применению:**

- Занятия спортом, физические нагрузки
- Профилактика плоскостопия
- Болезненные ощущения стопы, чувство усталости, жжение стоп, дискомфорт при ходьбе или беге
- Длительное пребывание на ногах
- Чувство онемения стоп

**Противопоказания:** не выявлено

### **Рекомендации по уходу:**

- Ручная стирка при 30°C с мылом или жидким стиральным средством
- Для тщательной чистки использовать специальные средства для кожаной обуви

**Применение:** Подходит для любой закрытой обуви

**Гарантийный срок:** 30 дней