

КАТУШКА НАТЯЖЕНИЯ

для прецизионной
коррекции положения
голеи с учетом
индивидуальных
особенностей
анатомии

БЕЗ ОРТЕЗА

нестабильность
коленного
сустава после
разрыва задней
крестообразной
связки

В ОРТЕЗЕ

фиксатор голени
надежно
удерживает
большеберцовую
кость в нужном
положении

M.4s[®] PCL dynamic – Индивидуальная коррекция с точностью до миллиметра

Новый подход к реабилитации после разрывов задней крестообразной связки. Фиксатор голени удерживает большеберцовую кость в оптимальном положении. Быстрая и точная коррекция с помощью катушки натяжения.

M.4s[®] PCL dynamic

Жесткий регулируемый коленный ортез для реабилитации после травм задней крестообразной связки

Новый ортез от компании medi



Фиксатор голени

- Фиксатор позволяет удержать голень в нужном положении.
- Специальный рельеф мягкой подкладки обеспечивает плотный охват икроножной мышцы.



Катушка натяжения

- Позволяет исключительно точно установить положение голени относительно бедра.
- Легко блокируется и активируется.

Показания

- Консервативное лечение повреждений задней крестообразной связки.
- Постоперационный период после восстановления задней крестообразной связки.



Шарнир physioglide[®] TF

- В точности повторяет биомеханику коленного сустава, сочетая одновременное вращение и скольжение.
- Низкий профиль шарнира позволяет использовать ортез под свободной одеждой.



Отвертка не нужна

- Быстрая замена вкладышей для изменения амплитуды движения без использования отвертки.
- Пинцет для комфортного извлечения вкладышей всегда с собой (находится под декоративной накладкой).



Опорная площадка и подушечки

- Повторяют анатомическую форму голени, правильно и комфортно распределяя давление.

Окружность бедра	Размер	Артикул	
см		левый	правый
31–37	XS	G081201	G081301
37–45	S	G081202	G081302
45–51	M	G081203	G081303
51–57	L	G081204	G081304
57–65	XL	G081205	G081305
65–74	XXL	G081206	G081306

Окружность бедра измеряйте на 15 см выше центра надколенника (15 см откладываете по внутренней стороне бедра).