



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru



Дорогой Покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением нашего товара HILBERD и благодарим за доверие!

Мы с удовольствием представляем Вам товары для сна, отдыха и повышения комфорта Вашей жизни. Разрабатывая для Вас данный товар, мы стремились достичь максимально комфортных продуктовых характеристик с одной стороны посредством уникальности качеств материала, с другой - эргономичности форм и оптимальности ассортимента. Наш оригинальный вязкоэластичный материал немецкого качества под воздействием давления и тепла тела подстраивается под его контуры и удерживает их в своей «памяти». В результате уменьшается давление материала на тело, из мышц уходит напряжение и тело принимает естественное физиологически правильное положение. Удивительный комфорт в течение дня и глубокий восстанавливающий сон ночью переведут качество Вашей жизни на новый уровень!

Немецкая компания-разработчик Gesundas

HILBERD ORTHOPÄDISCHES KISSEN “HARMONIE”

Ортопедическая подушка HARMONIE

код товара: PR-130301; PR-130401

Инновационная форма ортопедической подушки HILBERD HARMONIE стала результатом неустанных исследований в стремлении достичь максимального комфорта во время сна. Вырез под плечо и углубление по центру в сочетании с эффектом «памяти» вязкоэластичного материала создают с одной стороны правильное физиологическое положение головы и шеи, с другой – максимальный комфорт во время сна, как на спине, так и на боку. Другая сторона подушки имеет классическую форму и позволяет максимально расширить ее функциональное использование.

Конструкция подушки специально разработана для максимальной разгрузки мышц шеи и плечевого пояса. Сон становится более глубоким и способствует лучшему эмоциональному состоянию днем.

Инновационная ткань наволочки с содержанием серебра обладает антибактериальными свойствами и благотворно влияет на состояние кожи. Особая 3D структура ткани поддерживает вентиляцию перфорированного материала подушки, что препятствует излишнему потоотделению и создает оптимальный микроклимат.

Протестировано в лабораториях Оеко-Тех: не вызывает раздражений и аллергенных реакций кожных покровов.

НАЗНАЧЕНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

- профилактика головных болей, боли в шейном отделе позвоночника, головокружений
- профилактика и лечение остеохондроза (спондилоартроза)
- нестабильность позвоночника
- реабилитация после травм шейного отдела позвоночника
- улучшение кровоснабжения головного мозга при вертебробазиллярной недостаточности
- при повышенной утомляемости
- обеспечение свободного дыхания во время сна (профилактика храпа)
- для полного восстановления организма во время сна

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено. Возможна индивидуальная непереносимость материала.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Подушка:

- не мыть и не подвергать химической чистке
- для удаления загрязнений с поверхности протирать слегка влажной тряпкой
- проветривать
- не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов

Съемный чехол (наволочка):

- стирка при температуре 40°C
- не отбеливать
- сушить в естественных условиях (не в сушильной машине)
- не гладить
- сухая чистка
- не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов



СОСТАВ

Материал подушки: 100% вязкоэластичная пу пена с эффектом памяти BASF (Германия)

Материал наволочки: 35% вискоза, 63% полиэстер, 2% серебро

РАЗМЕРЫ

PR-130301: 55*40*11,5см (высота в центре 10см)

PR-130401: 57*40*12,5см (высота в центре 10,5см)

Допускается отклонение от габаритных размеров на 10%.

При выборе подушки необходимо учитывать жесткость используемого матраса.

ГАРАНТИЯ

3 года от даты продажи на сохранность формы подушки.

Товар HILBERD соответствует действующим в ЕС экологическим стандартам, нормам качества и безопасности по требованиям Директивы 93/42/ЕЕС, что подтверждено ЕС Декларацией Соответствия (см. соответствующую CE-маркировку на упаковке товара).