

medi

ФИО заказчика: _____ Зарегистрировано _____

№ заказа: _____ Название салона: _____ Отправлено на доработку _____ Доработано _____

Предоплата: _____ Отправлено на доработку _____ Доработано _____

Специалист салона: _____ Дата заказа: _____ Заказ в Германию _____

Длины окружностей слева		Длины окружностей справа	
без натяжения	с натяжением	с натяжением	без натяжения
eT			eK T
eH			eH
eK			eK I
eG		eG	
eF		eF	
eE		eE	
eD		eD	
eC		eC	
eB I		eB I	
eB		eB	
eY		eY	
eA		eA	

Длины	
слева	справа
eK I T	eK T
eH	
eK I	
eG	eK 2
eF	
eE	До подколенной ямки
eD	слева справа
eC	
eB I	
eB	

Для заказа эллиптической вязки указывайте в разделе дополнительные запросы «elliptical form»

Модель	Класс компрессии CCL				1		2		3		4		Цвета	Количество	Стопа					
☐ mediven mondi (CCL 1, 2, 3) ☐ mediven 550 (CCL 1, 2, 3, 4)	Штанишки	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Черный ☐ Антрацит ☐ Темно-синий ☐ Кашемир ☐ Карамель ☐ Песочный	☐ Маджента ☐ Бархатно-фиолетовый ☐ Серый ☐ Шафраново-желтый ☐ Светло-голубой ☐ Зеленый шалфей	☐ пар _____ ☐ шт. _____	☐ закрытый носок ☐ открытый носок ☐ вальгус протектор (только mediven 550) ☐ слева ☐ справа ☐ изделие для пальцев	слева		справа	
	Левая нога	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐ _____см, _____см (общая)	☐ _____см, _____см (внутренняя)	☐ _____см, _____см (наружная)		
	Правая нога	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐								

Вид изделия	Стандартный край	Доп. варианты края	Опции	Талия	Ластовица
☐ гольф (AD) ☐ чулки (AG) ☐ колготки (AT) ☐ мужское трико (ATH) ☐ колготки для беременных (ATU) (только mediven 550 и mediven mondi) ☐ колготки на одну ногу (ATE) ☐ BT / CT / ET / FT	скошенный (проксимальный)	☐ резко скошенный ☐ прямой	☐ Y образная вязка (90° пятка) ☐ эллипсовидная вязка ☐ метка для ориентации «D» (только для AG и AT) ☐ дополнительная длина (необходима длина IK1) ☐ _____ см половинная компрессия	☐ трикотажная резинка ☐ пояс ☐ вязанный край	☐ трикотаж ☐ сеточка ☐ компрессия
					Штанишки ☐ Поддержка ягодич (только mediven 550)

Дополнительные опции			
Положение	Резинка		Антискользящие точки
	Стандарт	Индивидуально	Фиксированный размер
☐ по скошенному краю	☐ 15 x 5 см.	☐ ____ см.	☐ 10 x 4,5 см.
☐ по измерению «Е»	☐ 8 x 5 см.	☐ ____ см.	☐ 10 x 4,5 см.
☐ по шву	☐ 8 x 5 см.	☐ ____ см.	☐ 10 x 4,5 см.
☐ на столе	☐ 5 x 5 см.		☐ 6 x 4,5 см.

Серебро		☐ «У» до С	☐ «У» до D	☐ «У» до G
(только mediven mondi)		☐ слева	☐ справа	
☐ лимфопрокладка*	☐ подложка*	☐ карман*	☐ сил. вставка Levamed*	
слева	☐ внутри	☐ снаружи	справа	☐ внутри ☐ снаружи

Крепление

☐ Резинка на силиконовой основе в виде капель ☐ широкая 5 см. (NoB) ☐ узкая 2,5 см. (sNoB)
☐ Резинка с декоративным узором на силиконовой основе в виде капель (NoM)
☐ Резинка на силиконовой основе в виде микро капель для чувствительной кожи (MBs)
☐ Резинка кружевная на силиконовой основе в виде ленты (FBR)

Окружность: слева _____ см. справа _____ см.

☐ застёжка на талии ☐ слева ☐ справа ☐ Л _____ см.

Орнаменты** (только mediven 550) ☐ Листья ☐ Полоски ☐ Цветы

☐ Вайлд

Элементы дизайна доступны для модельных рядов mediven 550

☐ в один тон (Дизайн-Элементс) ☐ в два тона одного и того же цвета (Фэшн-Элементс)

Узоры из сверкающих кристаллов на лодыжках

☐ Золотое сердце	☐ слева	☐ справа	☐ слева+справа
☐ Красное сердце	☐ слева	☐ справа	☐ слева+справа
☐ Черное сердце	☐ слева	☐ справа	☐ слева+справа
☐ Серебряные завитки	☐ слева	☐ справа	☐ слева+справа

Дополнительные запросы