

Бланк снятия мерок для индивидуального заказа компрессионного трикотажа плоской вязки для ВК

medi

Отправить заказ:

ФИО заказчика: _____

Зарегистрировано _____

№ заказа: _____ Название салона: _____

Отправлено на доработку _____ Доработано _____

Предоплата: _____

Отправлено на доработку _____ Доработано _____

Специалист салона: _____ Дата заказа: _____

Отправлено на доработку _____ Доработано _____

Заказ в Германию _____

ПЕРЧАТКА
Окружности c Длины ℓ

без натяжения с натяжением

1 2 3 4 5

cZ cX cZ cX

cA cB cC $cC1$ cD cE

ℓAB ℓAC $\ell AC1$ ℓAD ℓAE

РУКАВ
Окружности c Длины ℓ

без натяжения с натяжением

ℓGH H G_1 K

cG cF cE cD $cC1$ cC

ℓCG ℓCF ℓCE ℓCD $\ell CC1$

Модель	Класс компрессии CCL 1 2 3	Цвета	Количество	Опции
☐ mediven esprit ☐ mediven 550 Arm	Перчатка ☐ ☐ ☐ Рукав ☐ ☐ ☐	☐ Черный ☐ Антрацит ☐ Темно-синий ☐ Кашемир ☐ Карамель ☐ Песочный	☐ Маджента ☐ Бархатно-фиолетовый ☐ Серый ☐ Шафраново-желтый ☐ Светло-голубой ☐ Зеленый шалфей	шт. _____ ☐ левая ☐ правая ☐ открытые пальцы ☐ закрытые пальцы

Виды	Стандартный край (проксимальный)	Дополнительные варианты края
Перчатка ☐ AC1	прямой (половинная компрессия – 2 см.)	☐ полого-скошенный ☐ резко скошенный
Перчатка длинная ☐ AD/AE	плого-скошенный	☐ резко скошенный ☐ прямой
Рукав ☐ CD/CE/CF/CG	плого-скошенный	☐ резко скошенный ☐ прямой
Рукав комбинир. ☐ AF/AG (1-part)	плого-скошенный	☐ резко скошенный ☐ прямой

Дополнительные опции			Антискользящие точки
Положение	Резинка		Фикс. размер
	Стандартная	Индивидуальная	
☐ по краю	☐ 5 x 5 см.	☐ _____ см.	☐ 6 x 4,5 см.
☐ на ладони	☐ 5 x 5 см.	☐ _____ см.	☐ 6 x 4,5 см.
☐ лимфопрокладка ☐ подложка ☐ карман (Пожалуйста, укажите / нарисуйте точное местоположение)			

Узоры из свергающих кристаллов

☐ Золотое сердце ☐ плечо ☐ предплечье
☐ Красное сердце ☐ плечо ☐ предплечье
☐ Черное сердце ☐ плечо ☐ предплечье
☐ Серебряные завитки ☐ плечо ☐ предплечье

Крепление

☐ Резинка на силиконовой основе в виде капель ☐ широкая 5 см.(NoB) ☐ узкая 2,5 см. (sNoB)
☐ Резинка с декоративным узором на силиконовой основе в виде капель (NoM)
☐ Резинка на силиконовой основе в виде микро капель для чувствительной кожи (MBs)
☐ Резинка кружевная на силиконовой основе в виде ленты (FBR)

Окружность: слева _____ см. справа _____ см.

☐ Наплекник с плечевым ремнем (K) ширина ремня: ☐ 2,5 см. ☐ 5 см.
☐ Наплекник с креплением к бюстгалтеру ширина лямки бюстгалтера: _____ см.
☐ наплекник стандартный ☐ наплекник анатомический _____ см.

Угол в локтевом суставе

☐ 160° (стандарт) ☐ 150° ☐ 135°

Орнаменты (mediven 550 Arm/esprit) ☐ Листья ☐ Полоски ☐ Цветы ☐ Вайлд

Элементы дизайна доступны для модельных рядов mediven 550 Arm/esprit

☐ в один тон ☐ в два тона одного и того же цвета
(Дизайн-Элементс) (Фэшн-Элементс)

Дополнительные запросы

mediven® компрессионные изделия для руки/кисти плоской вязки