

# BERGAL®

Инструкция по применению  
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

## **NATCH! DYNAMIC 100 Анатомические стельки для занятий спортом в зале и на свежем воздухе**

### **Артикул 9085**

**Назначение:** Стельки-супинаторы с уникальной системой DDC – двойной динамической защиты стопы на любом покрытии. Стельки поддерживают и исключительно амортизируют стопу при передвижении на разной скорости, резком торможении и поворотах, обеспечивают стабильность и контроль движения при занятиях разными видами спорта и на любых покрытиях – в зале или на свежем воздухе. Анатомический рельеф стельки надёжно поддерживает своды стопы, глубокая пятка не даёт стопу заваливаться. Стельки разгружают мышцы и суставы даже при интенсивных тренировках и физических нагрузках. Лёгкий, эластичный композиционный материал эффективно снимает ударную нагрузку со стопы в момент соприкосновения её с покрытием и придаёт стопе импульс при движении вперёд, одновременно обеспечивая уверенность и стабильность при любых движениях. Волокно Coolmax® не даёт стопам вспотеть, обеспечивает свежесть и оптимальный климат в обуви.

**Состав/свойства материала:** Композиционный материал, пеноматериал с системой DDC (Double Dynamic Cushion), волокно Coolmax®, латекс

Размеры: 36-46 Комплектация: 1 пара

### **Показания к применению:**

- Интенсивные занятия спортом, физические нагрузки, в том числе на жестких покрытиях
- Варусная или вальгусная постановка стоп (заваливание стопы)
- Профилактика плоскостопия
- Болезненные ощущения стопы, чувство усталости, жжение стоп, дискомфорт при ходьбе, беге или занятиях спортом

**Противопоказания:** не выявлено

### **Рекомендации по уходу:**

- Ручная стирка при 30°C с мылом или жидким стиральным средством
- Не сушить вблизи или на нагревательных приборах
- Для тщательной чистки использовать специальные средства, например, Natch! In&Out, Solitaire Sandal Cleaner

**Применение:** Подходит для любой закрытой обуви

**Гарантийный срок:** 30 дней